

# KERN EMB 2000-2

Balance de laboratoire d'entrée de gamme avec performance de pesée très élevée

# KERN®



## Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	EMB 2000-2
Model-Serie	EMB
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances scolaires
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761111363
Date de début prévue	2010-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui

## Données techniques - Primaire

Capacité de pesage	2000 g
Lisibilité	0,01 g
Répétabilité	0,01 g
Linéarité	± 0,05 g
Surface de pesée (d)	150 mm
Poids d'ajustement recommandé	2 kg (F1)

## Données techniques - Construction

Dimensions du boîtier	170×244×39 mm
Plaque de pesage du matériau	Plastique
Matériau du boîtier	Plastique
Weighing surface (d)	150 mm

## Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran	15 mm
Rétro-éclairage	Non

## Données techniques - Alimentation électrique

Batterie	9 V Block
Temps de fonctionnement	16 h

## Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,05 g
Lisibilité	0,01 g
Recommended adjusting weight	2 kg (F1)
Répétabilité	0,01 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2,5 s
Plage de tarage	2000 g
Temps de préchauffage	120 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Dwt;g;oz;ozt

## Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C

# KERN EMB 2000-2

Balance de laboratoire d'entrée de gamme avec performance de pesée très élevée



Température ambiante minimale 5 °C

## Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 220×290×150 mm

Poids brut 1,4 kg

Poids net 0,90 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de l'emballage - en poids - papier 18 g

Composant de l'emballage - en poids - carton 890 g

Composant de l'emballage - par poids - plastique 6 g

Composant de l'emballage - par poids - styromousse 111 g

Composant d'emballage - par poids - bois 202 g

Délai de livraison 1 d

## Services en option

DAkkS Calibrage 963-127

## Les fonctions

### Standard



### Option

