


BROCHURE PRODUIT

OPTICS OZB-A5222

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Individualité, diversité et travail flexible grâce à notre système modulaire ? PRIME-Supports universels

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

Support de stéréomicroscope OZB-A5222

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OZB-A5222
Model-Serie	OZB-UP
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes stéréo
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	404576 1217928
Numéro de tarif douanier	90119000
CE Label	oui

Données techniques - Construction

Stand type	universel (bras articulé avec vis)
------------	------------------------------------

Stand area	150×150 mm
Holder diameter	76 mm
Dimensions (L×P×H)	150×553×515 mm

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	680×330×260 mm
Poids brut	10 kg
Poids net	9 kg
Mode d'expédition	Service de colis

Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	1 140,28 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	23,2372 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	496,28 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard



ACCESSOIRES

Modèle	Description
OZB-A5301	Microscope stéréo Système modulaire – Dispositifs de maintien KERN OZB-A5301
OZB-A5306	Microscope stéréo Système modulaire – Dispositifs de maintien KERN OZB-A5306

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
OZB-A5806	Levier de remplacement OZB-A5806
OZB-A5292	Plaques de serrage avec vis KERN OZB-A5292