

KERN ODC 251

Tablette HD avec caméra 4K intégrée pour une observation confortable et une documentation numérique professionnelle de l'échantillon

KERN®



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	ODC 251
Model-Serie	ODC-25
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Caméras microscopes
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761484962
Date de début prévue	2025-1HJ
Numéro de tarif douanier	90119000
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire

Type de caméra	Caméra tablette
Résolution de la caméra	8 MP 4 K
Type de capteur	CMOS
Taille du capteur	1/1,8"

Données techniques - Construction

Capacité de couleur	Colour
Montage de la caméra	C-Mount
Interfaces	Drahtlose Datenübertragung;Ethernet ;HDMI;USB 2.0;USB 3.0;WLAN
Système d'exploitation	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8

Logiciel applicable	Integrierte Kamerasoftware
Fonctions du logiciel	Prise de photos;Mesures;Enregistrement de vidéos
Dimensions (L×P×H)	237×169×57 mm

Caractéristiques techniques - Affichage

Type d'affichage	HD Touch Screen
Taille de l'écran	10,5"
Résolution de l'écran	1.920x1.280

Données techniques - Alimentation électrique

Type d'alimentation	Bloc d'alimentation
Tension d'entrée	100-240V AC 50/60Hz 5A
Fiche d'alimentation	Plus à l'intérieur, moins à l'extérieur
Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection
Fixation du câble	Amovible

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	275×230×85 mm
Poids brut	1,2 kg
Poids net	0,80 kg
Mode d'expédition	Service de colis

KERN ODC 251



Tablette HD avec caméra 4K intégrée pour une observation confortable et une documentation numérique professionnelle de l'échantillon

Composant de l'emballage -
en poids - carton 290 g

Délai de livraison 1 d

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage
min. -5 °C

Température de stockage
max. 40 °C

Données techniques - Vérification

WEEE Yes

Les fonctions

Standard

