

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# KERN 303-084

Datum: 10.03.2026

DEUTSCH



Gewichtssatz, E1, 1 mg - 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Kunststoffkoffer

---

### KONTAKT


KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## PRODUKT-SCHAUFENSTER



DEUTSCH

## BESCHREIBUNG

- Die in diesem Gewichtssatz enthaltenen Milligramm Gewichte (Stückelung 1 mg - 500 mg) befinden sich in einem separaten Kunststoffetui

## SPEZIFIKATIONEN

## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Modell-Artikel-Code    | 303-084              |
| Modell-Reihe           | 303                  |
| Sortiment              | KERN                 |
| Produkt Segment        | Prüfgewichte         |
| Produktgruppe          | OIML E1 Prüfgewichte |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel         |
| EAN-Code (Modell)      | 4045761291652        |
| Zolltarifnummer        | 84239090             |
| Herkunftsland          | DE                   |

## Technische Daten - Primär

|          |             |
|----------|-------------|
| Nennwert | 1 mg - 5 kg |
|----------|-------------|

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Gehäuse Kunststoff  | 313-082-400         |
| Gewichtssset Koffer | im Kunststoffkoffer |

## Technische Daten - Konstruktion

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Werkstoff                  | Edelstahl poliert   |
| Ist Gewichtsset            | yes                 |
| Anzahl der Gewichte im Set | 28                  |
| Art des Gehäuses           | im Kunststoffkoffer |

## Technische Daten - Messsystem

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nominalwert  | 1 mg - 5 kg |
| OIML-Klasse  | E1          |
| OIML-konform | yes         |

## Technische Daten - Verpackung & Versand

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Abmessungen<br>Verpackung (B×T×H)                        | 350×320×180 mm |
| Bruttogewicht                                            | 13 kg          |
| Nettogewicht                                             | 13 kg          |
| Versandart                                               | Paketdienst    |
| Verpackungsbestandteil<br>- nach Gewicht -<br>Kunststoff | 0 g            |
| Lieferzeiten                                             | 1 d            |

## Optionale Dienstleistungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| DAkkS Kalibrierung | 963-207 |
|--------------------|---------|

## FUNKTIONEN

|          |
|----------|
| Standard |
|----------|



|        |
|--------|
| Option |
|--------|



## DIENTSTLEISTUNGEN

| Modell                          | Beschreibung                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>963-207</u></a>  | DAkkS-Kalibrierung KERN 963-207                           |
| <a href="#"><u>962-207R</u></a> | DAkkS-Rekalibrierung KERN 962-207R                        |
| <a href="#"><u>920-716</u></a>  | Markierung (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-716 |

## ERSATZTEILE

| Modell                             | Beschreibung                             |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| <u><a href="#">313-082-400</a></u> | Kunststoff-Gewichtsetui KERN 313-082-400 |
| <u><a href="#">315-242</a></u>     | Pinzette KERN 315-242                    |
| <u><a href="#">318-270</a></u>     | Staubpinsel KERN 318-270                 |