


KERN 346-86

Poids individuel, Classe OIML M1, 5 kg, Bloc, fonte laquée

KERN[®]



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	346-86
Model-Serie	346
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	OIML M1 Poids de test
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761361782
Modèle prédécesseur	346-86-2020a; 346-86-2024a
Modèle successeur	346-86-2024e2
Date de début prévue	2025-2HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	5 kg
Tolérance (OIML)	250 mg
Boîtier aluminium	346-060-600

Données techniques - Construction

Dimensions (L×P×H)	155×78×84 mm
Matériau	Fonte laquée

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	5 kg
Classe OIML	M1
OIML conform	Oui

Les fonctions

Standard

Tolerance (OIML)	250 mg
Density (kg/m ³)	7100
Volume (cm ³)	704,2254

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	180×85×93 mm
Poids brut	5 kg
Poids net	5 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	Oui
-----------------------	-----

Services en option

DAkKS Calibrage	962-643
-----------------	---------

KERN 346-86

Poids individuel, Classe OIML M1, 5 kg, Bloc, fonte laqué

KERN[®]



1 DAY

Option

DAkkS

+3 DAYS