

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN KXS-A03

Datum: 17.03.2025

DEUTSCH



Fußtaster, ideal, wenn die Anwendung zwei freie Hände verlangt. TARE-, ZERO- oder PRINT-Funktion ansteuerbar.
Lieferumfang: Fußtaster, Anschlussbox, Verbindungskabel. Für PRINT-Funktion Schnittstellenkabel RS-232 nötig

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	KXS-A03
Modell-Reihe	KXS
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Zählwaagen
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1 15 1895
Zolltarifnummer	842390 10

Technische Daten - Primär


Nettogewicht	0,5 kg
--------------	--------

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×65×55 mm
Bruttogewicht	0,20 kg
Nettogewicht	0,50 kg
Versandart	Paketdienst
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
YKI-02	RS-232/Bluetooth-Adapter KERN YKI-02