

KERN 326-054

Juego de pesas, F1, 1 g - 500 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido, en un estuche de plástico

KERN®

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Modelo de código de artículo | 326-054 |
| Serie de modelos | 326 |
| Surtido | KERN |
| Tipo de producto | Pesos de prueba |
| Grupo de productos | Pesas de control OIML F1 |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal |
| Código EAN (Modelo) | 4045761223950 |
| Modelo predecesor | 322-054 |
| Fecha de inicio prevista | 2019-1HJ |
| Número del arancel aduanero | 84239090 |

Datos técnicos - Primarios

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Valor nominal | 1 g - 500 g |
| Caja plástico | 313-052-400 |
| Peso conjunto caja | En un estuche de plástico |

Datos técnicos - Construcción

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Material | Acero inoxidable pulido |
| Es juego de pesas | Yes |
| Tipo de caja | En un estuche de plástico |

Datos técnicos - Sistema de medición

| | |
|---------------|-------------|
| Valor nominal | 1 g - 500 g |
| Clase OIML | F1 |
| Conforme OIML | Yes |

Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 250×210×75 mm |
|-------------------------------------|---------------|

| | |
|------------|--------|
| Peso bruto | 1,6 kg |
|------------|--------|

| | |
|-----------|---------|
| Peso neto | 0,40 kg |
|-----------|---------|

| | |
|-----------------|----------------------|
| Método de envío | Servicio de paquetes |
|-----------------|----------------------|

| | |
|---|--------|
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 1080 g |
|---|--------|

| | |
|------------------|-----|
| Plazo de entrega | 1 d |
|------------------|-----|

Servicios opcionales

| | |
|-------------------|---------|
| DAkkS Calibración | 962-418 |
|-------------------|---------|

Funciones

KERN 326-054

Juego de pesas, F1, 1 g - 500 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido, en un estuche de plástico



Standard

