

KERN 366-97

Pesas individuales, Clase OIML M3, 10 kg, Botón, hierro fundido lacado



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	366-97
Serie de modelos	366
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de ensayo OIML M3
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761012165
Modelo sucesor	366-97-2025e
Fecha de inicio prevista	2004-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	10 kg
Tolerancia (OIML)	5 g

Datos técnicos - Construcción

Material	Hierro fundido lacado
----------	-----------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	10 kg
Clase OIML	M3
Conforme OIML	Sí
Tolerancia (OIML)	5 g
Densidad (kg/m ³)	7100
Volumen (cm ³)	1408,4507

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	121×121×193 mm
Peso bruto	10 kg
Peso neto	10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	No
-----------------------------	----

Servicios opcionales

DAkKS Calibración	962-644
-------------------	---------

KERN 366-97

Pesas individuales, Clase OIML M3, 10 kg, Botón, hierro fundido lacado



Funciones

Standard

