

KERN 366-95

Poids individuel, Classe OIML M3, 2 kg, Bouton, fonte laquée

KERN[®]



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	366-95
Model-Serie	366
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	OIML M3 Poids de test
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761012127
Modèle successeur	366-95-2025e
Date de début prévue	2004-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	2 kg
Tolérance (OIML)	1 g

Données techniques - Construction

Matériau	Fonte laquée
----------	--------------

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	2 kg
Classe OIML	M3
OIML conform	Oui
Tolerance (OIML)	1 g
Density (kg/m ³)	7100
Volume (cm ³)	281,6901

Les fonctions

Standard

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (LxPxH)	70x70x113 mm
Poids brut	2 kg
Poids net	2 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	Non
-----------------------	-----

Services en option

DAkKS Calibrage	962-642
-----------------	---------

KERN 366-95

Poids individuel, Classe OIML M3, 2 kg, Bouton, fonte laqué

KERN[®]

