



NEW



## Balanza analítica de nivel básico con carcasa compacta

### Características

- KERN AXE: Ajuste automático interno, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
- KERN AXS: Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza, pesas de control externas con extra costoRápida estabilización de los valores de medición, dentro de 3 s
- Manejo fácil y cómodo mediante 5 teclas
- Parabrisas de vidrio grande, de serieParabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje. Espacio de pesaje A×P×A 175×150×205 mm
- Principales campos de aplicación:
  - Industria de la joyería
  - Laboratorios de calidad
  - Escuelas y universidades

### Datos técnicos

- Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 16 mm
- Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable,  $\varnothing$  80 mm
- Temperatura ambiente admisible 15 °C/25 °C

ESTÁNDAR



OPCIÓN



| Modelo           | Campo de pesaje<br>[Max]<br>g | Lectura<br>[d]<br>mg | Reproducibilidad<br>mg | Linealidad<br>mg | Dimensiones totales<br>A×P×A<br>mm | Peso neto<br>aprox.<br>kg | Opciones                           |
|------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |                               |                      |                        |                  |                                    |                           | Cert. de calibración DAKKS<br>KERN |
| <b>AXE 100-4</b> | 120                           | 0,1                  | 0,2                    | ± 0,3            | 195×300×295                        | 5,0                       | 963-101                            |
| <b>AXE 200-4</b> | 220                           | 0,1                  | 0,2                    | ± 0,3            | 195×300×295                        | 5,0                       | 963-101                            |
| <b>AXS 100-4</b> | 120                           | 0,1                  | 0,2                    | ± 0,3            | 195×300×295                        | 5,0                       | 963-101                            |
| <b>AXS 200-4</b> | 220                           | 0,1                  | 0,2                    | ± 0,3            | 195×300×295                        | 5,0                       | 963-101                            |