

KERN 315-207-204

Set sécurité 10 g (F1); 100 g (F1)

KERN[®]



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	315-207-204
Model-Serie	315
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Poids de test OIML F1
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761245471
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	10 g & 100 g
Boîtier aluminium	Zet315-000-000
Poids de la caisse	Dans un boîtier en aluminium

Données techniques - Construction

Matériau	Inox
Is weight set	Oui
Number of weights in set	2
Type of case	Dans un boîtier en aluminium

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	10 g & 100 g
Classe OIML	F1
OIML conform	Oui

Les fonctions

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (LxPxH)	150x115x70 mm
Poids brut	1,00 kg
Poids net	0,50 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	500 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	Oui
-----------------------	-----

Services en option

DAkkS Calibrage	962-400-400
-----------------	-------------

KERN 315-207-204

Set sécurité 10 g (F1); 100 g (F1)

KERN[®]

Standard

