

OPTICS OZB-A4824

Date: 29.01.2025

FRANCAIS



Unité d'alimentation électrique UK

CONTACT

 Adresse

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Téléphone et fax

Téléphone : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Courriel : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

Unité d'alimentation électrique UK OZB-A4824

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OZB-A4824
Model-Serie	OZB-AZ
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes stéréo
Type d'utilisation du produit	Pièce détachée
Code EAN (Modèle)	4045761206014
Date de début prévue	unbestimmt-1HJ
Numéro de tarif douanier	85044095

Données techniques - Construction

Dimensions	80×72×42 mm
------------	-------------

Données techniques - Alimentation électrique

Type d'alimentation	Bloc d'alimentation
Tension d'entrée	100-240V
Fiche d'alimentation	Hohlstecker innen Plus; Øaußen 5,5mm; Øinnen 2,1mm
Classe de protection	classe de protection II - isolation de protection

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	150×120×42 mm
Poids brut	0,10 kg
Poids net	0,10 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	5 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

WEEE	yes
------	-----

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Système optique	Tube	Oculaire	Objectives	Illumination
OZB-A4844					
OZB-A4669					
OZB-A4860					
OZB-A4861					
OZB-A4862					
OZB-A6390					
OZB-A6392					
OZB-A6393					
OZB-A5807					
OZB-A5808					
OZB-A1905					
OZB-A1906					
OZB-A4864					
OZB-A4865					
OZB-A4322					
OZB-A4842					
OZB-A4843					
OZB-A4851					
OZB-A4852					
OZB-A5805					
OZB-A4853					
OZB-A4824					
OZB-A4664					
OZB-A4665					
OZB-A4652					
OZB-A4653					
OZB-A4654					
OZB-A5806					
OZB-A4854					
OZB-A4855					
OZB-A4856					
OZB-A4857					

OZB-A4858

OZB-A4666

OZB-A4671

OZB-A5809

OZB-A4672

OZB-A5290

OZB-A5291

OZB-A5292

OZB-A4867

OZB-A4701

OZB-A4702

OZB-A1907

OZB-A4815

OZB-A4816

OZB-A4337

OZB-A4338

OZB-A4341

OZB-A4345

OZB-A4346

OZB-A4411

OZB-A4412

OZB-A4413

OZB-A4414

OZB-A4415

OZB-A4441

OZB-A4442

OZB-A4807

OZB-A4808

OZB-A4812

OZB-A5800

OZB-A5801

OZB-A5802

OZB-A4830

OZB-A4831

OZB-A4832

OZB-A4833

OZB-A4834

OZB-A4836

OZB-A4837

OZB-A4838

OZB-A4839

OZB-A4840

OZB-A1901

OZB-A1902

OZB-A1903

OZB-A1904

OZB-A4667

OZB-A4668
