

KERN EMB 600-2

Balanza de laboratorio para principiantes con fantásticas prestaciones de pesaje

KERN®

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	EMB 600-2
Serie de modelos	EMB
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Balanzas escolares
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761076556
Fecha de inicio prevista	2006b-1HJ
Número del arancel aduanero	90160010
CE Label	Sí

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	600 g
Legibilidad	0,01 g
Repetibilidad	0,01 g
Linealidad	± 0,03 g
Superficie de pesaje (d)	105 mm
Peso de ajuste recomendado	500 g (F2)

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones de la carcasa	170×244×39 mm
Plato de pesaje del material	Plástico
Material de la carcasa	Plástico
Superficie de pesaje (d)	105 mm

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	15 mm
Luz de fondo	No

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Batería	9 V Block
Tiempo de funcionamiento	25 h

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,03 g
Legibilidad	0,01 g
Peso de ajuste recomendado	500 g (F2)
Repetibilidad	0,01 g
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	2,5 s
Rango de tara	600 g
Tiempo de calentamiento	120 min
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Unidades de pesaje	Dwt;g;oz;ozt

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C

KERN EMB 600-2

Balanza de laboratorio para principiantes con fantásticas prestaciones de pesaje



Temperatura ambiente
mínima 5 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	210×265×90 mm
Peso bruto	0,70 kg
Peso neto	0,50 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	95 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	95 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración 963-127

Funciones

Standard



Option

