

BROCHURE PRODUIT

SAUTER AHBA-01

Date: 09.03.2026

FRANCAIS



7 blocs de référence de dureté pour Shore A, tolérance jusqu'à ± 2 HA

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
 d'informations

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

- Convient à tous les duromètres analogiques et numériques Shore A

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	AHBA-01
Model-Serie	AHBA
Assortiment	Sauter
Type de produit	Essais de dureté
Groupe de produits	Duromètres (Shore)
Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
Code EAN (Modèle)	4045761123694
Numéro de tarif douanier	90249000
Pays d'origine	CN

Données techniques - Construction

Dimensions du boîtier (LxPxH) 51×51×7 mm

Matériau du boîtier plastique

Données techniques - Conditions environnementales

Température maximale de stockage 40 °C

Température minimale de stockage -10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 175×90×60 mm

Poids brut 0,40 kg

Poids net 0,20 kg

Mode d'expédition Service de colis

Numéro UN	Pas de marchandises dangereuses
Composant de l'emballage - par poids - plastique	220 g
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard



SERVICES

Modèle	Description
961-170	Étalonnage usine KERN 961-170