


KERN ODC 861

La caméra refroidie pour votre examen professionnel de la fluorescence



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	ODC 861
Model-Serie	ODC-83
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Caméras microscopes
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761235748
Date de début prévue	2020-1HJ
Numéro de tarif douanier	90119000
CE Label	Yes

Données techniques - Primaire

Type de caméra	USB3 Caméra de microscope (réfrigération) - C-Mount
Résolution de la caméra	20 MP
Type de capteur	Sony CMOS
Taille du capteur	1"

Données techniques - Construction

Capacité de couleur	Colour
Montage de la caméra	C-Mount
Interfaces	USB 3.0
Système d'exploitation	Win 10;Win 11;Win 8
Logiciel applicable	Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902)
Dimensions (L×P×H)	80×80×103 mm

Données techniques - Alimentation électrique

Type d'alimentation	Bloc d'alimentation
Tension d'entrée	100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0A
Fiche d'alimentation	Plus à l'intérieur, moins à l'extérieur
Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection
Fixation du câble	amovible

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	270×250×130 mm
Poids brut	2,6 kg
Poids net	2,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	159 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	5 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - verre	0 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g

KERN ODC 861

La caméra refroidie pour votre examen professionnel de la fluorescence



Composant d'emballage - par
poids - mousse 0 g

Composant d'emballage - par
poids - métal 0 g

Délai de livraison 1 d

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage
min. -5 °C

Température de stockage
max. 40 °C

Données techniques - Vérification

WEEE Yes

Les fonctions

Standard



USB 3.0



SOFTWARE



1 DAY