

KERN 315-308-204

Safety Set 200 g (F2); 10 g (F1)

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	315-308-204
Modell-Reihe	315
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	Safety sets
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761223394
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Eichung möglich Ja

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	962-400-400
--------------------	-------------

Technische Daten - Messsystem

Nenngewichte, inklusive	200 g (F2); 10 g (F1)
Nennwert	10 g & 200 g
OIML-Klasse	F1;F2

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×115×70 mm
Bruttogewicht	1,00 kg
Nettogewicht	0,50 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	500 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Funktionen

Standard

KERN 315-308-204

Safety Set 200 g (F2); 10 g (F1)

KERN[®]

