



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	YKG-01
Model-Serie	YKG
Assortiment	KERN
Type de produit	Accessoires généraux pour balances
Groupe de produits	Accessoires (imprimante, etc.)
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761253056
Modèle prédécesseur	YKG-01-2020a
Date de début prévue	2021-2HJ
Numéro de tarif douanier	84239010
CE Label	Oui

Données techniques - Alimentation électrique

Tension d'entrée	230 V AC, 50 Hz
Adaptateur secteur	Unité d'alimentation électrique

Données techniques - Conditions environnementales

Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (LxPxH)	330x300x220 mm
-----------------------------------	----------------

Les fonctions

Poids brut	3,8 kg
Poids net	2,8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	752 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	188 g
Délai de livraison	1 d

KERN YKG-01

Imprimante Dot-Matrix



Standard

