




Einsteiger-Analysenwaage mit Kompaktgehäuse und interner Justierung

Merkmale

- Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 s
- KERN AXE: Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- KERN AXS: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis,
- Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung
- Großer Glaswindschutz, serienmäßig, Wägeraum B×T×H 175×150×205 mm

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 16 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, Ø 80 mm
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15 °C/25 °C

Hauptanwendungsbereiche

- Schmuckindustrie
- Qualitätslabore
- Schulen und Universitäten

STANDARD

OPTION

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Reproduzierbarkeit	Linearität	Gesamt-abmessungen B×T×H mm	Nettogewicht	Optionen
							Kalibrierschein DAkkS-akkr. KERN
KERN	[Max] g	[d] mg	mg	mg		kg	
Modelle mit interner Justierung							
AXE 100-4	120	0,1	0,5	± 0,7	195×300×295	5,0	963-101
AXE 200-4	220	0,1	0,5	± 0,7	195×300×295	5,0	963-101
Modelle mit externer Justierung							
AXS 100-4	120	0,1	0,5	± 0,7	195×300×295	5,0	963-101
AXS 200-4	220	0,1	0,5	± 0,7	195×300×295	5,0	963-101