

BROCHURE PRODUIT

OPTICS OBB-A1528

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Objectif planachromatique Infinity pour une grande distance de travail 50 x /0,75 (1,95 mm) (à ressort)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

Objectif 50 x (Plan corrige a l'infini) OBB-A1528

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OBB-A1528
Model-Serie	OBB-AO
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes métallurgiques
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761198036
Numéro de tarif douanier	90119000

Composant de l'emballage - en poids - carton 300 g

Délai de livraison 1 d

FONCTIONS

Standard



Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	65×40×40 mm
Poids brut	0,60 kg
Poids net	0,30 kg
Mode d'expédition	Service de colis