

KERN 326-39

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 50 kg, Block, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	326-39
Modell-Reihe	326
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761232846
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	50 kg
Toleranz (OIML)	250 mg
Gehäuse Aluminium	346-090-600
Gehäuse Kunststoff	Nicht verfügbar
Gehäuse Holz	Nicht verfügbar

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen (B×T×H)	295×158×191 mm
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	50 kg
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	250 mg

Funktionen

Standard

Dichte (kg/m³) 7950

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	295×158×191 mm
Bruttogewicht	50 kg
Nettogewicht	50 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	17 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	Yes
-----------------	-----

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-446
--------------------	---------

KERN 326-39

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 50 kg, Block, Edelstahl poliert

