

KERN ODC 851

Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation, Archivierung und Bildbearbeitung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	ODC 851
Modell-Reihe	ODC-85
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Mikroskop-Kameras (1)
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761360310
Vorgängermodell	ODC 851-2022a
Geplanter Starttermin	2023-1HJ
Zolltarifnummer	85258900
Modell- Status	Yes
CE Label	Yes

Technische Daten - Primär

Kamera-Typ	HDMI Mikroskopkamera - C-Mount
Kamera-Auflösung	2 MP
Sensor-Typ	Sony CMOS
Größe des Sensors	1/2"

Technische Daten - Konstruktion

Farbfähigkeit	Farbe
Befestigung der Kamera	C-Mount
Schnittstellen	HDMI;SD Kartenslot;USB 2.0
Betriebssystem	Win 10;Win 11;Win 8
Anwendbare Software	Integrierte Kamerasoftware (HDMI);Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902)

Abmessungen (B×T×H)	88×78×68 mm
---------------------	-------------

Technische Daten - Spannungsversorgung

Art der Spannungsversorgung	Steckernetzteil
Eingangsspannung	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Netzstecker	Innen Plus, Außen Minus
Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
Kabelbefestigung	abnehmbar

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	225×170×90 mm
Bruttogewicht	1,6 kg
Nettogewicht	1,00 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	423 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	11,5 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g

KERN ODC 851

Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation, Archivierung und Bildbearbeitung



Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Schaumstoff 65,5 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min -5 °C

Lagertemperatur Max 40 °C

Technische Daten - Verifizierung

WEEE Yes

Funktionen

Standard

