

KERN ODC 241

Une tablette avec caméra intégrée pour une observation optimale et pour la documentation numérique de l'échantillon

KERN®

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	ODC 241
Model-Serie	ODC-2
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Caméras de microscope
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761217683
Date de début prévue	2018-2HJ
Numéro de tarif douanier	85258900

Données techniques - Primaire

Type de caméra	Caméra tablette
Résolution de la caméra	5 MP
Type de capteur	Sony CMOS
Taille du capteur	1/2,8"

Données techniques - Construction

Capacité de couleur	Colour
Montage de la caméra	C-Mount
Interfaces	Bluetooth;HDMI;SD Kartenslot;USB 2.0;WLAN
Système d'exploitation	Android
Logiciel applicable	Intégré
Fonctions du logiciel	Prise de photos;Mesures;Enregistrement de vidéos

Dimensions (L×P×H)	238×182×51 mm
--------------------	---------------

Caractéristiques techniques - Affichage

Type d'affichage	LCD tactile
Taille de l'écran	9,7"
Résolution de l'écran	2048x1536

Données techniques - Alimentation électrique

Type d'alimentation	Bloc d'alimentation
Tension d'entrée	100-240V AC 50/60Hz 0.5A
Fiche d'alimentation	Plus à l'intérieur, moins à l'extérieur
Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection
Fixation du câble	amovible

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	275×230×85 mm
Poids brut	1,2 kg
Poids net	0,80 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	206,483 g

KERN ODC 241

Une tablette avec caméra intégrée pour une observation optimale et pour la documentation numérique de l'échantillon



Composant de l'emballage -
par poids - plastique 1,539 g

Composant de l'emballage -
par poids - styromousse 48,4785 g

Composant d'emballage - par
poids - mousse 0 g

Délai de livraison 1 d

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage
min. -5 °C

Température de stockage
max. 40 °C

Données techniques - Vérification

WEEE Yes

Les fonctions

Standard

