

KERN YKT-01

Impresora de alta calidad con gran pantalla LCD y numerosas funciones

KERN®



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	YKT-01
Serie de modelos	YKT
Surtido	KERN
Tipo de producto	Accesorios generales para balanzas
Grupo de productos	Accesorios (impresora, etc.)
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761484849
Modelo predecesor	911-013; YKN-01; YKS-01; YKT-01-2023a
Fecha de inicio prevista	2025-2HJ
Número del arancel aduanero	84239010
CE Label	Yes

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones totales montado (AnxPrxAI)	114,6x188,2x86,6 mm
--	---------------------

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red/adaptador incluido	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensión de entrada	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Adaptador de red	Fuente de alimentación
Interfaz	RS-232 de serie

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima 80 %

Temperatura máxima de funcionamiento 45 °C

Temperatura ambiente mínima 5 °C

Humedad mínima 10 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (AnxPrxAI) 265x200x180 mm

Peso bruto 1,8 kg

Peso neto 0,65 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente de embalaje - por peso - cartón 521,5 g

Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno 521,5 g

Plazo de entrega 1 d

Funciones

KERN YKT-01

Impresora de alta calidad con gran pantalla LCD y numerosas funciones



Standard

