

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN YKT-01

Datum: 19.09.2025

DEUTSCH



Hochwertiger Drucker mit großem LCD-Display und zahlreichen Funktionen

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



DEUTSCH

BESCHREIBUNG

- GLP-konformer Ausdruck dank langlebigem Papier und Nadeldruckverfahren
- Ausdruck von Datum und Uhrzeit zur Dokumentation der Wägungen mit Zeitstempel
- Angabe von Name, Chargennummer und ID zum Ausdruck benutzerdefinierten Informationen
- Anzeige und Ausdruck von Tara-, Brutto- und Nettogewicht zur einfachen Berechnung und Dokumentation
- Mehrfachwägung zur Speicherung und Verarbeitung mehrerer aufeinanderfolgender Wägungen
- Rezepturfunktion zum Abwiegen und Dokumentieren verschiedener Komponenten
- Summierfunktion zur Berechnung der Summe mehrerer Wägungen
- Statistikfunktion zur Berechnung und zum Ausdruck statistischer Werte wie Mittelwert oder Standardabweichung
- Druckverfahren: 8 Druckmagnete mit Punktmatrix
- Geschwindigkeit: 1,7 Zeilen/s
- Zeichengröße (ASCII-Zeichen): B×H 1,7×2,6 mm
- Lebensdauer: 1 Million Zeilen
- Farbbandkassette: EPSON ERC-22 oder ERC-09B
- Betrieb über Netzadapter 230 V/50 Hz, Standard EU, serienmäßig

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	YKT-01
---------------------	--------

Modell-Reihe	YKT
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Allgemeines Zubehör für Waagen

Produktgruppe	Zubehör (Drucker, etc.)
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/D L
EAN-Code (Modell)	4045761484849
Vorgängermodell	911-013; YKN-01; YKS-01; YKT-01-2023a
Zolltarifnummer	84239010
CE Label	yes

Technische Daten - Konstruktion

Gesamtabmessungen montiert (B×T×H)	114,6×188,2×86,6 mm
------------------------------------	---------------------

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	AUS;CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Netzadapter	Netzteil

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	45 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	10 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	265×200×180 mm
Bruttogewicht	1,8 kg
Nettogewicht	0,65 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	521,5 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	521,5 g
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
911-013-010	Papierrollen KERN 911-013-010
911-013-002	Papierrollen KERN 911-013-002
YKT-A03	Farbband KERN YKT-A03
YKT-A05S05	Etikettenrollen KERN YKT-A05S05

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
970-101	Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) KERN 970-101