

KERN 347-01

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 1 g, Knopf, Edelstahl feingedreht

KERN®



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	347-01
Modell-Reihe	347
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761008632
Vorgängermodell	347-41
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	1 g
Toleranz (OIML)	1 mg
Gehäuse Aluminium	317-010-600
Gehäuse Kunststoff	347-030-400
Gehäuse Holz	337-010-200

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl feingedreht
-----------	-----------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	1 g
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	1 mg

Funktionen

Standard

Dichte (kg/m ³)	7950
-----------------------------	------

Volumen (cm ³)	0,125
----------------------------	-------

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	6×6×6 mm
--------------------------------	----------

Bruttogewicht	0,05 kg
---------------	---------

Nettogewicht	0,05 kg
--------------	---------

Versandart	Paketdienst
------------	-------------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
--	-----

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	Ja
-----------------	----

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-631
--------------------	---------

KERN 347-01

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 1 g, Knopf, Edelstahl feingedreht

KERN[®]

