

# KERN OZB-A7101UK

Las unidades de iluminación profesional garantizan una iluminación extraordinaria, uniforme e intensa

# KERN®



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OZB-A7101UK
Serie de modelos	OZB-IR
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Iluminación externa
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761361591
Modelo predecesor	OZB-A7101
Fecha de inicio prevista	2018-1HJ
Número del arancel aduanero	85395100

## Datos técnicos - Primarios

Tipo de iluminación	LED
Intensidad de iluminación	4,5W

## Datos técnicos - Construcción

Temperatura de color	6500-7000 K
Regulable	Yes
Diámetro del anillo	6,2 cm
Filtro de polarización	Yes
Dimensiones	99×90×33 mm

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

Clase de protección	Clase de protección III - tensión extrabaja de protección
---------------------	---

## Funciones

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	0 °C
Storage Temp Max	40 °C

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	250×150×80 mm
Peso bruto	1,00 kg
Peso neto	0,95 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	62,5 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	1 d

## Datos técnicos - Verificación

WEEE	Yes
------	-----

# KERN OZB-A7101UK

Las unidades de iluminación profesional garantizan una iluminación extraordinaria, uniforme e intensa



Standard

