

**BROCHURE DEL PRODOTTO**

---

**OPTICS  
OBB-A1580**

Data: 28.03.2025

ITALIANO



Tubo trinoculare

---

**CONTACT**

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIZIONE

Tubo trinoculare OBB-A1580

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A1580
Modello-Serie	OBB-AT
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761246485
Modello precedente	OBB-A1346
Numero di tariffa doganale	90119000

### Dati tecnici - Primario

Tubo	Trinoculare
------	-------------

### Dati tecnici - Costruzione

Tipo di tubo	Butterfly
Angolo del tubo	30°
Rotazione del tubo	sì
Distanza occhio (max)	75 mm
Distanza oculare (min)	50 mm
Diottria regolabile	unilaterale

### Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
-------------------------------	-------

Temperatura di stoccaggio Max	40 °C
-------------------------------	-------

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	265×185×165 mm
----------------------------	----------------

Peso lordo	2 kg
------------	------

Peso netto	1,4 kg
------------	--------

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
----------------------	-----------------

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	600 g
--	-------

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

## FUNZIONI

Standard
----------

