

## BROCHURE DEL PRODOTTO

---

# KERN YPS-03

Data: 16.03.2025

ITALIANO



Tavolo antivibrante per assorbire scosse e vibrazioni, che potrebbero altrimenti falsificare il risultato di pesata

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIZIONE

- Il tavolo antivibrante KERN YPS-03 è stato appositamente pensato e realizzato per assorbire scosse e vibrazioni, che potrebbero altrimenti falsare il risultato di pesata.
- Il tavolo antivibrante YPS-03 si compone di:
  - una piastra pietra granitica lucidata del peso di 36 kg, che poggia su elementi di gomma assorbenti e serve da superficie di appoggio per la bilancia analitica
  - un tavolo di lavoro, il cui piano di lavoro racchiude la lastra in pietra e consente numerose opzioni di appoggio. Il solido telaio profilato in alluminio è dotato di quattro piedini di appoggio regolabili in altezza, mediante i quali il tavolo antivibrante può essere livellato con precisione in caso di dislivelli della pavimentazione
- Lavoro ottimizzato dal punto di vista ergonomico e confortevole sul tavolo antivibrante. L'accesso sul lato anteriore del tavolo offre spazio sufficiente per una seduta e per l'operatore della bilancia senza toccare il tavolo antivibrante
- Tutte le superfici sono facili da pulire e igienizzare
- Adatto per tutte le bilance analitiche KERN con dimensioni complessive =L×P 400×450 mm
- Dimensioni totali L×P×A 800×600×785 mm (altezza livellabile, ca. 20 mm)
- Dimensioni lastra granitica, L×P×H 410×270×70 mm
- Peso netto ca. 46 kg

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	YPS-03
Modello-Serie	YPS
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Accessori generali per bilance
Gruppo di prodotti	Accessori (stampante, ecc.)
Tipo di utilizzo del prodotto	Accessori/DL
Codice EAN (Modello)	4045761246898
Modello precedente	YPS-03-2019a

Numero di tariffa doganale	84239010
----------------------------	----------

### Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni complessive montate (L×P×H)	800×600×785 mm
--	----------------

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	800×600×300 mm
----------------------------	----------------

Peso lordo	55 kg
------------	-------

Peso netto	46 kg
------------	-------

Metodo di spedizione	Spedizioniere
----------------------	---------------

Componenti  
dell'imballaggio - in peso  
- cartone 3750 g

Componenti  
dell'imballaggio - in peso  
- plastica 3750 g

Tempo di consegna 2 d

## FUNZIONI

Standard



## PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
RTYPS-9001	Piede regolabile KERN RTYPS-9001
RTYPS-8002	Ammortizzatori in gomma KERN RTYPS-8002