

## LED illuminazione a collo d'oca OZB-A4515



### Funzione

1. Interruttore on-off
2. Intensità della luce più bassa



### I vantaggi in sintesi

L'illuminatore a collo d'oca **OZB-A4515** 6 W LED permette di illuminare in modo ottimale il campione.



### Istruzioni di sicurezza

La luce dell'illuminatore a collo d'oca è molto luminosa. Pertanto, accendere sempre l'illuminazione prima di guardare attraverso gli oculari. Evitare di guardare direttamente i LED.



### Dati tecnici

Intensità di illuminazione: 6W-LED  
 Temperatura del colore: 5600-6300K  
 lunghezza: 300 mm  
 Tensione d'ingresso: AC 100-240V  
 50/60HZ



Servizio tecnico +49 7433 9933 777