

KERN 326-08

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 200 g, Eco-Form, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	326-08
Modell-Reihe	326
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761223677
Vorgängermodell	326-08-2018a; 327-68; 329-08
Nachfolgemodell	326-08-2025e
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	200 g
Toleranz (OIML)	1 mg
Gehäuse Aluminium	317-080-600
Gehäuse Kunststoff	347-080-400
Gehäuse Holz	317-080-100

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	200 g
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Yes

Funktionen

Standard

Toleranz (OIML) 1 mg

Dichte (kg/m³) 7950

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 28×28×47 mm

Bruttogewicht 0,20 kg

Nettogewicht 0,20 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 0 g

Lieferzeiten 1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung 962-438

KERN 326-08

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 200 g, Eco-Form, Edelstahl poliert

