

## PRODUKTBROSCHÜRE

# OPTICS OZB-A4572

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



Professionelle Beleuchtungseinheiten garantieren eine herausragende, gleichmäßige und starke Ausleuchtung

### CONTACT


KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## PRODUKT-SCHAUFENSTER



DEUTSCH

## BESCHREIBUNG

- Für maximale Flexibilität und höchsten Komfort in der Stereomikroskopie
- Diese professionellen Beleuchtungseinheiten garantieren eine herausragende Lichtqualität bei konstanter Intensität auf das Objekt
- Selbstverständlich sind diese externen Beleuchtungseinheiten auch für Ihr Standard-Stereomikroskop passend
- Ausnahme: Die Ringbeleuchtungen passen nicht in Kombination mit folgenden Serien: OSE-1, OSF-4G, OZL-45R, OZC-5, OZG-4

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OZB-A4572
Modell-Reihe	OZB-IR

Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Externe Beleuchtungseinheiten
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel

EAN-Code (Modell)	404576 1218437
Vorgängermodell	OZB-A4572-2018a
Zolltarifnummer	94054239

### Technische Daten - Primär

Beleuchtungsart	LED
Beleuchtungsintensität	4W

### Technische Daten - Konstruktion

Farbtemperatur	6500-7000 K
Dimmbar	yes
Nach Segmenten	yes
Durchmesser des Rings	6 cm

### Technische Daten - Spannungsversorgung

Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
--------------	--

### Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	235×200×50 mm
Bruttogewicht	0,50 kg
Nettogewicht	0,45 kg
Versandart	Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
--	-----

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	72,0324 g
--	-----------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	2,3112 g
--	----------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	21,9564 g
--	-----------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
---	-----

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

### Technische Daten - Verifizierung

WEEE	yes
------	-----

### FUNKTIONEN

Standard
----------



DEUTSCH

## ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
YKA-02	Netzteil Adapter-Set KERN YKA-02
YKA-11	Netzteil KERN YKA-11

## ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
PFB-A03	Netzteil KERN PFB-A03
PFB-A02	Netzteil KERN PFB-A02
YKA-02	Netzteil Adapter-Set KERN YKA-02
YKA-11	Netzteil KERN YKA-11
OZB-A4590	Adapterring OZB-A4590
OZB-A4591	Plastikabdeckung für Ringbeleuchtung OZB-A4591