

KERN ORA 6HA

Misurazione dell'indice di rifrazione per laboratori e l'industria

KERN®



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	ORA 6HA
Modello-Serie	ORA-H
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Rifrattometri
Gruppo di prodotti	Rifrattometri analogici
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761483491
Modello precedente	ORA 6HA-2023a; ORA 6HB
Data di inizio prevista	2025-1HJ
Numero di tariffa doganale	90275000

Dati tecnici - Primario

Scala	Contenuto d'acqua
Scala Gamma	12 % - 30 %
ATC	Sì

Dati tecnici - Costruzione

Tipo	Rifrattometro manuale
Scala di visualizzazione	Analogico
Dimensioni (L×P×H)	168×40×40 mm

Dati tecnici - Sistema di misura

Metodo di misurazione	Rifrazione
Temperatura di misura min	10 °C
Temperatura di misura massima	30 °C
Letture	0,1 %

Funzioni

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	215×94×65 mm
Peso lordo	0,45 kg
Peso netto	0,30 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	26,14 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	26,14 g
Tempo di consegna	1 d

KERN ORA 6HA

Misurazione dell'indice di rifrazione per laboratori e l'industria



Standard

