



## VETRINA DEI PRODOTTI



## DESCRIZIONE

- Stampante termica economica per la stampa di valori di pesata, ricette, quantità, ecc. o per la registrazione GLP dei dati di pesata
- Velocità: 300 mm/s
- Max. 58 caratteri per riga
- Larghezza carta supportata: 80 mm (rotolo)
- Funzionamento tramite alimentatore 230 V/50 Hz Standard UE, di serie
- Interfaccia dati RS-232 di serie
- Cavo d'interfaccia non incluso nella fornitura

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	YKC-01
Modello-Serie	YKC
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Accessori generali per bilance
Gruppo di prodotti	Accessori (stampante, ecc.)

Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	404576 1230378
Modello precedente	YKC-01-2023a
Numero di tariffa doganale	84239010
CE Label	sì

### Dati tecnici - Alimentazione

Adattatore di rete/adattatore incluso	EURO
---------------------------------------	------

Tensione di ingresso 100 V - 240 V

Adattatore di rete Alimentatore

## Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima 85 %

Temperatura massima di esercizio 50 °C

Temperatura ambiente minima 0 °C

Umidità minima 20 %

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 220×215×150 mm

Peso lordo 1,4 kg

Peso netto 0,80 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi


Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone 320 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 320 g

Tempo di consegna 1 d

## FUNZIONI

Standard



## ACCESSORI

Modello	Descrizione
YKC-A01	Rotolo di carta KERN YKC-A01

Modello	Descrizione
YKC-A10	Rotoli di carta KERN YKC-A10

## SERVIZI

Modello	Descrizione
970-015	Estensione della garanzia (+3 anni) KERN 970-015