

BROCHURE PRODUIT

KERN YKA-29

Date: 17.03.2025

FRANCAIS



Bloc d'alimentation externe CH, EU

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	YKA-29
Model-Serie	YKA
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Accessoires (imprimante, etc.)
Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
Code EAN (Modèle)	404576 1260870
Modèle prédécesseur	YKA-29-2021a
Numéro de tarif douanier	85044095
CE Label	oui

Composant de l'emballage - par poids - plastique 5 g

Délai de livraison 1 d

Données techniques - Alimentation électrique

Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO
Tension d'entrée	100-240V AC 50/60Hz 0.8A

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	134×65×56 mm
Poids brut	0,10 kg
Poids net	0,10 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	5 g