

KERN MPB 300K100P

Personenwaage mit BMI-Funktion

KERN®



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	MPB 300K100P
Modell-Reihe	MPB
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Personenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761097582
Geplanter Starttermin	2008-1HJ
Zolltarifnummer	84231090
CE Label	Ja

Technische Daten - Primär

Wägekapazität	300 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg

Technische Daten - Konstruktion

Material-Wägeplatte	Stahl, lackiert
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	315x450x1000 mm
Material Gehäuse	Stahl, lackiert

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	25 mm
-------------------	-------

Technische Daten - Spannungsversorgung

Batterie	6x1.5 V AA
----------	------------

Betriebszeit	170 h
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO
Eingangsspannung	220 V - 240 V AC, 50 Hz

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,2 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Empfohlenes Justiergewicht	250 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Wägeeinheiten	Kg
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH)	1175x410x330 mm
Bruttogewicht	10 kg
Nettogewicht	7 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	720 g

KERN MPB 300K100P

Personenwaage mit BMI-Funktion



Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Kunststoff 1,8 kg

Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Styropor 2880 g

Lieferzeiten 1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkS Kalibrierung 963-129

Funktionen

Standard



Option

