

KERN ODC 825

Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini

KERN®



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	ODC 825
Modello-Serie	ODC-82
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Fotocamere per microscopi
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761190450
Modello precedente	ODC 824
Data di inizio prevista	2016-1HJ
Numero di tariffa doganale	85258900

Dati tecnici - Primario

Tipo di telecamera	USB2 Fotocamera per microscopio - C-Mount
Risoluzione della telecamera	5,1 MP
Tipo di sensore	Aptina CMOS
Dimensione del sensore	1/2,5"

Dati tecnici - Costruzione

Capacità di colore	Colore
Montaggio della telecamera	C-Mount
Interfacce	USB 2.0
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Software applicabile	Esterno (OXM 902)
Dimensioni	80×80×45 mm

RAEE Yes

Dati tecnici - Alimentazione

Spina di alimentazione	USB B
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	164×164×75 mm
Peso lordo	1,00 kg
Peso netto	0,60 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - a peso - carta 0 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone 342,022 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 12,0959 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo 0 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma 62,9821 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min -5 °C

Temperatura di stoccaggio Max 40 °C

Dati tecnici - Verifica

KERN ODC 825

Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini



Funzioni

Standard

