

## BROCHURE DEL PRODOTTO

---

# OPTICS OZB-A6301

Data: 30.04.2025

ITALIANO



Personalizzazione, varietà e flessibilità nel lavoro grazie al nostro sistema modulare ? ECO-Stativi universali

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## VETRINA DEI PRODOTTI



## DESCRIZIONE

Supporto per stereomicroscopio OZB-A6301

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Modello codice articolo       | OZB-A6301                  |
| Modello-Serie                 | OZB-S                      |
| Assortimento                  | Optics                     |
| Tipologia di prodotto         | Microscopi                 |
| Gruppo di prodotti            | Microscopi stereo          |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Ricambio;Accessori/Servizi |
| Codice EAN (Modello)          | 4045761177758              |
| Numero di tariffa doganale    | 90119000                   |

### Dati tecnici - Costruzione

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Tipo di stativo    | forma a pilastro |
| Dimensioni (L×P×H) | 280×290×300 mm   |

### Dati tecnici - Condizioni ambientali

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Temperatura di stoccaggio Min | -5 °C |
| Temperatura di stoccaggio Max | 40 °C |

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensioni imballo (L×P×H)                      | 440×435×245 mm  |
| Peso lordo                                      | 6 kg            |
| Peso netto                                      | 4,4 kg          |
| Metodo di spedizione                            | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - a peso - carta    | 0 g             |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 811,25 g        |

Componenti  
dell'imballaggio - in peso  
- plastica 10,325 g

Componenti  
dell'imballaggio - in peso  
- polistirolo 653,425 g

Componenti per  
l'imballaggio - in peso -  
schiuma 0 g

Tempo di consegna 1 d

## FUNZIONI

Standard



## ACCESSORI

| Modello   | Descrizione                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| OZB-A5301 | Sistema modulare di stereomicroscopi – Supporti KERN OZB-A5301 |
| OZB-A5306 | Sistema modulare di stereomicroscopi – Supporti KERN OZB-A5306 |