

KERN KOB-TM

Date: 29.01.2025

FRANCAIS



Afficheur

CONTACT

 Adresse

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Téléphone et fax

Téléphone : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Courriel : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPTION

Afficheur KOB-TM, écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm, unités de mesure kg

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	KOB-TM
Model-Serie	KO
Assortiment	KERN
Type de produit	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-personne pour fauteuil roulant
Type d'utilisation du produit	Pièce détachée
Code EAN (Modèle)	4045761148611
Date de début prévue	2013-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239010

Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran	25 mm
--------------------	-------

Données techniques - Alimentation électrique

Batterie	6×15 V AA
Tension d'entrée	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
----------------------	-------------------------------

Unités de pesage kg

Données techniques - Conditions environnementales

Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	18×80×80 mm
Poids brut	0,50 kg
Poids net	0,35 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	94 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	94 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Approbation de la vérification conformément à 2014/31/EU	yes
Classe de vérification	III
Approbation médicale 93/42/EWG	yes

ACCESSOIRES

Modèle	Description	Prix
FOB-A08	Fonctionnement sur batterie interne KERN FOB-A08	70,00 €

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description	Prix
FOB-A08	Fonctionnement sur batterie interne KERN FOB-A08	70,00 €

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Capacité de pesage	Lisibilité	Valeur de vérification (e)
KOB-TM			
RMWAN-4011			
RMWS-2003			
RMWAN-4010			
RMWA-9002			
RMWB-2003			
RMWS-1003			
RMWS-8012			
RMWB-8001			
RMWS-4010			
RMWS-4012			
RMWB-2002			
RMWB-3001			
RMWB-5001			
RMWS-2002			
RMWS-8011			
RMWB-4001			
RMWB-1001			
RMWB-2001			
RMWS-8007			
RMWS-8008			
RMWS-2004			
RMWP-4001			
RMWS-4004			
RMWS-8010			

RMWA-4001

RMWA-1001 250 kg

RMWP-8013

RMWS-2001

RMWS-8006
