

KERN 572-57

Allrounder, z. B. als Präzisionswaage im Labor oder im rauen Industrieinsatz, ideal für die vielfältigen Möglichkeiten von Industrie 4.0 Anwendungen

KERN®

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	572-57
Modell-Reihe	572
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761356931
Vorgängermodell	572-57-2021a
Geplanter Starttermin	2022-2HJ
Zolltarifnummer	84238129
CE Label	Ja

Technische Daten - Primär

Wägekapazität	24 kg
Ablesbarkeit	0,0001 kg
Reproduzierbarkeit	0,0001 kg
Linearität	± 0,0003 kg
Minimales Stückgewicht	1 g
Wägefläche (d)	160×200 mm

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen des Gehäuses	180×310×85 mm
Libelle	Ja
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Ja

Material des Gehäuses	Aluguss
Abmessungen der Wägeplatte (B×T)	160×200 mm
Wägefläche (d)	160×200 mm

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	21 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	8 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	48 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional (Factory)

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,0003 kg
Mindestgewicht (USP)	200 g
Ablesbarkeit	0,0001 kg
Empfohlenes Justiergewicht	20 kg (F1)
Reproduzierbarkeit	0,0001 kg
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Anwärmzeit	120 min

KERN 572-57

Allrounder, z. B. als Präzisionswaage im Labor oder im rauen Industrieinsatz, ideal für die vielfältigen Möglichkeiten von Industrie 4.0 Anwendungen



Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit 80 %

Maximale Betriebstemperatur 40 °C

Minimale Umgebungstemperatur -10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 400×340×220 mm

Bruttogewicht 4,8 kg

Nettogewicht 2,8 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 1050 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 1050 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung 240000

Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor) 100 mg

Minimales Stückgewicht 1 g

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung 963-128

Funktionen

Standard



Option



Factory

