

KERN ODC 832

Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	ODC 832
Modello-Serie	ODC-83
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Telecamere da microscopio
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761190474
Modello precedente	ODC 831
Data di inizio prevista	2016-1HJ
Numero di tariffa doganale	90119000
CE Label	Yes

Dati tecnici - Primario

Tipo di telecamera	USB3 Fotocamera per microscopio - C-Mount
Risoluzione della telecamera	5,1 MP
Tipo di sensore	Aptina CMOS
Dimensione del sensore	1/2,5"

Dati tecnici - Costruzione

Capacità di colore	Colore
Montaggio della telecamera	C-Mount
Interfacce	USB 3.0
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 8
Software applicabile	Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902)

Dimensioni (L×P×H) 80×80×45 mm

Dati tecnici - Alimentazione

Spina di alimentazione	USB B
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	164×164×75 mm
Peso lordo	1,00 kg
Peso netto	0,60 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - a peso - carta 0 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone 342,022 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 12,0959 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo 0 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma 62,9821 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min -5 °C

Temperatura di stoccaggio Max 40 °C

KERN ODC 832

Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini



Dati tecnici - Verifica

RAEE	Yes
------	-----

Funzioni

Standard

