

BROCHURE PRODUIT

OPTICS ODC 251

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Tablette HD avec caméra 4K intégrée pour une observation confortable et une documentation numérique professionnelle de l'échantillon

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

VITRINE DES PRODUITS



SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	ODC 251
Model-Serie	ODC-25
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Caméras microscopes
Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
Code EAN (Modèle)	404576 1484962
Numéro de tarif douanier	85258900

CE Label	yes
----------	-----

Données techniques - Primaire

Type de caméra	Caméra tablette
Résolution de la caméra	8 MP 4 K
Type de capteur	CMOS
Taille du capteur	1/1,8"

Données techniques - Construction

Capacité de couleur	Colour
Montage de la caméra	C-Mount

Interfaces	Bluetooth;Ethernet;HDMI ;USB 2.0;USB 3.0;WLAN
Système d'exploitation	Android
Logiciel applicable	intégré
Fonctions du logiciel	Prise de photos;Mesures;Enregistrement de vidéos
Dimensions (L×P×H)	237×169×57 mm

Caractéristiques techniques - Affichage

Type d'affichage	LCD tactile
Taille de l'écran	10,5"
Résolution de l'écran	1920x1280

Données techniques - Alimentation électrique

Type d'alimentation	Bloc d'alimentation
Tension d'entrée	100-240V AC 50/60Hz 0.5A
Fiche d'alimentation	Plus à l'intérieur, moins à l'extérieur
Classe de protection	classe de protection III - basse tension de protection
Fixation du câble	amovible

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	275×230×85 mm
Poids brut	1,2 kg
Poids net	0,80 kg
Mode d'expédition	Service de colis

Composant de l'emballage - en poids - carton	125 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	125 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Vérification

WEEE	yes
------	-----

FONCTIONS

Standard							
 USB 2.0	 USB 3.0	 BT	 WIFI	 HDMI	 LAN	 230 V	 1 DAY

ACCESSOIRES

Modèle	Description
ODC-A2404	Lame d'étalonnage avec micromètre KERN ODC-A2404
OCS-A1101	Liquide de nettoyage KERN OCS-A1101

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
ODC-A2404	Lame d'étalonnage avec micromètre KERN ODC-A2404