

KERN ORA 1UA

Medición de índice de refracción para laboratorios e industria

KERN[®]



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ORA 1UA
Serie de modelos	ORA-U
Surtido	Optics
Tipo de producto	Refractómetros
Grupo de productos	Refractómetros analógicos
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761159877
Modelo predecesor	ORA 1UB
Modelo sucesor	ORA 1UA-2025e
Fecha de inicio prevista	2015-1HJ
Número del arancel aduanero	90275000

Datos técnicos - Primarios

Escalas	Urea
Escala Rango	0 % - 40 %
ATC	Sí

Datos técnicos - Construcción

Tipo	Refractómetro manual
Escala de visualización	Analógico
Dimensiones (An×Pr×Al)	160×40×40 mm

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de medición	Refracción
Medición Temp min	10 °C
Temperatura máxima de medición	30 °C

Funciones

Lectura 0,2 %

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	215×94×65 mm
Peso bruto	0,35 kg
Peso neto	0,30 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	888,76 mg
Componente de embalaje - por peso - cartón	49,9797 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	1,41156 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

Calibración ISO	961-290
-----------------	---------

KERN ORA 1UA

Medición de índice de refracción para laboratorios e industria



Standard

