

KERN 326-37

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 10 kg, Block, Edelstahl poliert

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	326-37
Modell-Reihe	326
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761232860
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	10 kg
Toleranz (OIML)	50 mg
Gehäuse Aluminium	346-070-600
Gehäuse Kunststoff	Nicht verfügbar
Gehäuse Holz	Nicht verfügbar

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen	193×96×117 mm
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	10 kg
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	50 mg

Funktionen

Standard

Dichte (kg/m³) 7950

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	193×96×117 mm
Bruttogewicht	10 kg
Nettogewicht	10 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich Ja

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung 962-444

KERN 326-37

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 10 kg, Block, Edelstahl poliert

KERN[®]

