

**FOLLETO DEL PRODUCTO**

---

**KERN  
315-108-304**

Fecha: 19.03.2025

**ESPAÑOL**

Safety Set 10 g (F2); 200 g (E2)

---

**CONTACT**

**KERN & SOHN GmbH**  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## ESCAPARATE DE PRODUCTOS



### DESCRIPCIÓN

- Los conjuntos "KERN Safety Sets" incluyen cada uno una pesa de control para comprobar la sensibilidad, es decir, el ajuste correcto de su balanza, así como una pesa de control pequeña para comprobar el extremo inferior del margen de pesaje, es decir, la pesada mínima
- Opcionalmente el «KERN Safety Set» ofrece otra pesa de control para comprobar su balanza en el valor de peso que sea más relevante para usted
- Unos útiles accesorios adaptados al «KERN Safety Set», como p. ej. guantes especiales, pinzas, empuñaduras para pesas, brochas, etc., le servirán de ayuda a la hora de manipular correctamente sus pesas de control
- En un práctico estuche de protección junto a su balanza puede guardar así el útil para comprobar y garantizar en cualquier momento la elevada precisión de su balanza

### ESPECIFICACIONES

#### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	315-108-304
Serie de modelos	315
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Conjuntos de seguridad

Tipo de uso del producto    Artículo principal;Accesorio/servicio

Código EAN (Modelo)        4045761245488

Número del arancel aduanero    84239090

#### Datos técnicos - Sistema de medición

Pesos nominales, incluidos        10 g (F2); 200 g (E2)

Valor nominal                    10 g & 200 g

Clase OIML                        E2;F2

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	150×115×70 mm
Peso bruto	1,00 kg
Peso neto	0,50 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	500 g
Plazo de entrega	1 d

## Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	sí
-----------------------------	----

## Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-300-400
-------------------	-------------

## FUNCIONES

Standard
----------



## SERVICIOS

Modelo	Descripción
962-300-400	Calibración DAkkS 962-300-400

## PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
315-242	Pinza KERN 315-242