

## EU-konformitetsförklaring | EU Declaration of Conformity | EU-Konformitätserklärung

**SE** Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Richtlinien übereinstimmt. Für die Waage liegt eine EG-Bauartzulassung vor. Das Jahr der EG-Eichung ist neben der CE Konformitätskennzeichnung aufgeführt. Solche Waagen sind ab Werk EG-gerecht und tragen die Kennzeichnung „M“ auf dem Gerät selbst und auf der Verpackung. Sie dürfen im eichpflichtigen Verkehr verwendet werden. Die Fallbeschleunigung gibt bei EG-gerechten Waagen an, für welchen Aufstellungsort die Waage EG-gerecht ist.

**EN** We hereby declare and assume sole responsibility for the declaration that the product complies with the standards hereinafter. The scale was issued with an EC Type Approval Certificate. The year of EC verification can be found next to the CE mark of conformity. Such scales are EC verified ex factory and bear the mark "M", on the device itself as well as on the packaging. They can be used for weighing with obligation to verify. For EC verified scales, gravity acceleration indicates for which place of installation the scale is EC verified.

**DE** Nous déclarons par la présente que le produit auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes ci-après. Un certificat d'approbation a été établi par la CE pour la balance. L'an de l'homologation selon CE est indiqué à côté de la marque CE. De telles balances sont homologuées au départ de l'usine et portent la marque „M“ sur l'appareil-même et sur l'emballage. Elles peuvent être utilisées dans des actions soumises à l'obligation d'étalonnage. L'accélération due à la pesanteur indique sur les balances homologuées selon CE, le site d'implantation pour lequel elles ont été homologuées.

Modell | Model | Modell

Typ | Type | Typ

**KDP 10K-3**

**TKDP 10K-3-A**

**KDP 10K-4**

**TKDP 10K-4-A**

**KDP 3000-2**

**TKDP 3000-2-A**

**KDP 300-3**


**TKDP 300-3-A**

| CE-märkning<br>CE mark applied<br>CE Kennzeichnung                                  | EU-direktiv<br>EU directive<br>EU-Richtlinie | Standarder<br>Standards<br>Normen                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2011/65/EU<br>(RoHS)                         | EN 63000:2018                                                                                                    |
|  | 2014/30/EU<br>(EMC)                          | EN 61326-1:2013<br>EN 61326-2-2:2013                                                                             |
|  | 2014/35/EU<br>(LVD)                          | EN 61010-1:2010<br>EN 62368-1:2014+A11:2017                                                                      |
|  | 2014/53/EU<br>(RED)                          | EN 62311:2008<br>ETSI EN 301 489-<br>1 V2.2.0 (draft, 2017-03)<br>ETSI EN 301 489-<br>17 V3.2.0 (draft, 2017-03) |

Datum | Date | Datum: 10.11.2021

Utfärdandeort: 72336 Balingen,  
Place of issue: Germany

Ort der Ausstellung:



Albert Sauter  
KERN & Sohn GmbH

Namnteckning: Verkställande direktör  
Signature: Managing director  
Signatur: Geschäftsführer