



Stampante a matrice ad aghi KERN 911-013*

Per la stampa di valori di pesata su carta normale, indicata per l'archiviazione di documenti a lungo termine.



Stampante a matrice ad aghi KERN YKN-01*

Per la stampa di valori di pesata su carta normale, indicata per l'archiviazione di documenti a lungo termine.

NEW



Stampante termica KERN YKC-01

Stampante termica affidabile per applicazioni standard.

Dati tecnici

- Stampa ad aghi
- Velocità: 1,8 righe/s
- Max. 40 caratteri per riga
- Larghezza della striscia di carta: 57 mm
- Funzionamento tramite alimentatore 230 V/50 Hz Standard UE, di serie
- Dimensioni alloggiamento: L×P×A 100×180×106 mm
- Non adatto per le serie KERN PNS/PNJ, PES/PEJ
- Cavo d'interfaccia non incluso nella fornitura

Prezzo non comprensivo di cavo d'interfaccia, KERN 911-013

Accessori

- Rotoli di carta (pacco da 10), KERN 911-013-010
- Alimentatore di rete, EU/GB/US/CH/AUS, KERN YKA-42

! * FINO A ESAURIMENTO DELLE SCORTE

Dati tecnici

- Stampa ad aghi
- Velocità: 1 riga/s
- Max. 16 caratteri per riga
- Larghezza della striscia di carta: 44 mm
- Funzionamento tramite alimentatore 230 V/50 Hz Standard UE/GB/US, di serie
- Dimensioni alloggiamento: L×P×A 158×106×40 mm
- Cavo d'interfaccia non incluso nella fornitura

Prezzo non comprensivo di cavo d'interfaccia, KERN YKN-01

Accessori

- Rotoli di carta (pacco da 5), KERN YKN-A01

Dati tecnici


- Stampa termica
- Velocità: 300 mm/s
- Max. 58 caratteri per riga
- Larghezza carta supportata: 80 mm (rotolo)
- Funzionamento tramite alimentatore 230 V/50 Hz Standard UE, di serie
- Interfacce: RS-232
- Dimensioni alloggiamento L×P×A 158×106×40 mm
- Cavo d'interfaccia non incluso nella fornitura

Prezzo non comprensivo di cavo d'interfaccia, KERN YKC-01


Accessori

- Rotoli di carta (pacco da 5), KERN YKC-A10


DI SERIE



DI SERIE



DI SERIE



Avviso importante per l'ordine di stampanti:

Indicare il modello della bilancia all'acquisto per consentire di preconfigurare la stampante in fabbrica.

Intestazioni personalizzate:

Con le stampanti **KERN 911-013 e YKN-01** tramite il software gratuito **KERN SHM-01** (vedi www.kern-sohn.com)

è possibile specificare 4 righe d'intestazione per la stampa.

Modelli compatibili: KERN 440, DE, FCB, PCD.