

KERN 347-11

Peso singolo, classe OIML M1, 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine

KERN®

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	347-11
Modello-Serie	347
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761008816
Data di inizio prevista	2004-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	1 kg
Tolleranza (OIML)	50 mg
Cassa in alluminio	317-110-600
Cassa in plastica	347-110-400
Cassa in legno	337-110-200

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile tornito fine
-----------	-----------------------------------

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	1 kg
Classe OIML	M1
Conformità OIML	Sì
Tolleranza (OIML)	50 mg
Densità (kg/m³)	7950

Funzioni

Volume (cm³) 125

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	48×48×80 mm
Peso lordo	1,00 kg
Peso netto	1,00 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	Sì
-------------------------	----

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-641
--------------------	---------

KERN 347-11

Peso singolo, classe OIML M1, 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine



Standard

