

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN 303-06

Datum: 09.03.2026

DEUTSCH



Gewichtssatz, E1, 1 mg - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×180×110 mm
Bruttogewicht	4,4 kg
Nettogewicht	4,4 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-205
--------------------	---------

FUNKTIONEN

Standard



Option



DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
<u>963-205</u>	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-205
<u>962-205R</u>	DAkkS-Rekalibrierung KERN 962-205R
<u>920-714</u>	Markierung von Prüfgewichten KERN 920-714

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
<u>313-060-100</u>	Gewichtsetui KERN 313-060-100
<u>315-242</u>	Pinzette KERN 315-242
<u>318-270</u>	Staubpinsel KERN 318-270