

Drucker



Matrix-Nadeldrucker KERN 911-013*

Zum Ausdruck von Wägewerten auf Normalpapier, dadurch für längerfristige Archivierung geeignet.



Matrix-Nadeldrucker KERN YKN-01*

Zum Ausdruck von Wägewerten auf Normalpapier, dadurch für längerfristige Archivierung geeignet.



Thermodrucker KERN YKC-01

Zuverlässiger Thermodrucker für Standard-Anwendungen.

Technische Daten

- Nadeldruck
- Geschwindigkeit: 1,8 Zeilen/s
- Max. 40 Zeichen/Zeile
- Papierstreifenbreite: 57 mm breit
- Betrieb über Netzadapter 230 V/50 Hz Standard EU, serienmäßig
- Abmessungen Gehäuse B×T×H 100×180×106 mm
- Nicht passend für Serien KERN PNS/PNJ, PES/PEJ
- Schnittstellenkabel nicht im Lieferumfang enthalten

Preis Drucker ohne Schnittstellenkabel,
KERN 911-013

Zubehör

- Papierrollen (10 St.), KERN 911-013-010
- Steckernetzteil, EU/GB/US/CH/AUS, KERN YKA-42

I * NUR SOLANGE VORRAT REICHT

Technische Daten

- Nadeldruck
- Geschwindigkeit: 1 Zeile/sec
- Max. 16 Zeichen/Zeile
- Papierstreifenbreite: 44 mm breit
- Betrieb über Netzadapter 230 V/50 Hz Standard EU/GB/US, serienmäßig
- Abmessungen Gehäuse B×T×H 158×106×40 mm
- Schnittstellenkabel nicht im Lieferumfang enthalten

Preis Drucker ohne Schnittstellenkabel,
KERN YKN-01

Zubehör

- Papierrollen (5 St.), KERN YKN-A01

Technische Daten

- Thermodruck
- Geschwindigkeit: 300 mm/s
- Max. 58 Zeichen/Zeile
- Unterstützte Papierstreifenbreite: 80 mm (Rolle)
- Betrieb über Netzadapter 230 V/50 Hz, Standard EU, serienmäßig
- Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
- Abmessungen B×T×H 125×125×150 mm
- Schnittstellenkabel nicht im Lieferumfang enthalten

Preis Drucker ohne Schnittstellenkabel,
KERN YKC-01

Zubehör

- Papierrollen (5 St.), KERN YKC-A10


STANDARD



STANDARD



STANDARD



Hinweis für die Bestellung von Druckern:

Bitte bei Bestellung Ihr Waagen-Modell angeben, damit der Drucker im Werk entsprechend vorkonfiguriert werden kann.

Individuelle Kopfdaten:

Bei den Druckern **KERN 911-013 und YKN-01** können mittels der kostenlosen Software **KERN SHM-01**

4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden (siehe www.kern-sohn.com).

Kompatible Modelle: KERN 440, DE, FCB, PCD.