

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OBB-A1107

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



N.A. 0,9/0,13 „Swing-out“ achromatischer Kondensor (mit Aperturblende)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

Kondensor OBB-A1107

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A1107
Modell-Reihe	OBB-AC
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Polarisierende Mikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761164468
Zolltarifnummer	90119000

Technische Daten - Konstruktion

Aperturblende	ja
Kondensor Typ	ABBE
Apertur des Kondensors	0,9/0,13
Befestigung des Kondensors	Zentrierbar

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×80×70 mm
-----------------------------------	-------------

Bruttogewicht	0,80 kg
---------------	---------

Nettogewicht	0,30 kg
--------------	---------

Versandart	Paketdienst
------------	-------------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	500 g
--	-------

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

FUNKTIONEN

Standard



DEUTSCH

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
OBB-A1284	Polarisationseinheit OBB-A1284